




El láser Elite se caracteriza por ser un dos en uno: la clásica longitud de onda de 755 nm que posee una alta absorción de melanina -ahora, con nuevos parámetros para una permanente reducción del vello, así como el tratamiento de lesiones pigmentadas y el potente Nd: YAG de 1064 nm, que es ideal para la reducción del vello en los tipos de piel más oscuras y bronceadas. Además es la longitud de onda de elección para el tratamiento de varículas faciales y en piernas, reducción de rojeces y pigmentaciones asociadas al fotoenvejecimiento.

El Elite realiza un tratamiento efectivo en:


- Hirsutismo
- Lesiones vasculares
- Eliminación permanente del vello
- Lesiones pigmentadas superficiales



Incluso en verano, el láser Elite de Cynosure elimina el vello no deseado en pieles bronceadas debido a su revolucionaria tecnología que combina dos longitudes de onda en un solo sistema.



Cortesía del Dr. C. Nanni



Cortesía del Dr. B. Jackson



Avda. de Manoleras, 22 - Portal 1, 3º Planta - Ofc. 95 y 96
28050 - Madrid - España
www.cynosurespain.com info@cynosurespain.com
Tel.: 91 383 40 00 Fax: 91 383 31 67



Elite™

La versatilidad láser al servicio de la medicina estética

- Reducción permanente del vello
- Tratamiento de varículas en rostro y piernas
- Rejuvenecimiento facial
- Eliminación de lesiones pigmentadas

Preguntas más frecuentes

Varículas

Rejuvenecimiento

Léntigos

Eliminación del vello

Eliminar el vello hasta en fototipos oscuros, las lesiones pigmentadas, rojeces, varículas en rostro y piernas, tratamiento de lesiones epidérmicas como manchas de la edad, léntigos solares o pecas y rejuvenecimiento facial son todas las capacidades del láser Elite de Cynosure que con su combinación de dos longitudes de onda hacen que sea la plataforma láser médico-estética más completa y segura del mercado.

¿Cómo funciona el láser Elite de Cynosure?

Es el resultado de combinar dos potentes láser; un Alejandrita de 755 nm y un Nd: YAG de 1064 nm. Esta suma permite elegir la longitud de onda óptima para cualquier tratamiento y personalizar cada tratamiento a cada paciente dependiendo de su tipo de piel y de su tratamiento. El láser emite una dosis de luz prescrita que actúa selectivamente sobre la zona a tratar.

¿Qué tratamientos puede realizar el láser Elite de Cynosure?

Eliminación del vello hasta en fototipos oscuros, el tratamiento de lesiones pigmentadas, rojeces, varículas en rostro y piernas, tratamiento de lesiones epidérmicas como manchas de la edad, léntigos solares o pecas y rejuvenecimiento facial.

¿Cómo puedo saber si está indicado en mi caso?

El facultativo médico deberá realizar las pruebas pertinentes antes de llevar a cabo cualquier tipo de tratamiento.

¿Debo seguir alguna pauta especial antes de someterme al tratamiento?

No haber estado expuesto al sol en los días anteriores al tratamiento, así como no estar bajo los efectos de algún medicamento fotosensible. En el caso de eliminación del vello, es recomendable no haber utilizado ningún método que extraiga el pelo de raíz antes de la aplicación con el láser.

¿Es este tratamiento seguro?


Sí. El sistema láser Elite de Cynosure se puede utilizar de forma muy segura.

¿Tiene efectos adversos?

Los efectos adversos derivados del tratamiento son mínimos siempre y cuando se sigan las indicaciones de su médico.

¿Cuántas sesiones se necesitan?

Los resultados del tratamiento varían en cada caso, pero generalmente requerirán de una a dos sesiones en lesiones vasculares y pigmentadas para obtener buenos resultados. Por su parte, en el caso de tratamientos para la eliminación del vello se necesitarán algunas sesiones más; normalmente de cuatro a seis.




Cortesía del Dr. César Arroyo



Cortesía del Dr. Ignacio Aristondo



Cortesía del Dr. Dr. P. Lepeyte



Cortesía del Dr. M. Gold